

**2003年 10月 1日(第3版)
*2003年 4月 1日

許可番号 13BY1194号

医01医用写真フィルム

画像記録用フィルム

画像記録用フィルム LP-HD、LP-HDC

【形状、構造等】

支持体にブラックカーボンを塗布したカーボン層と、剥離層からなる非銀塩フィルムです。

【性能、使用目的、効能又は効果】

レーザーイメージャーでのハードコピー用に使われるフィルムをいいます。

【使用上の注意】

1. 明室にて取扱うことができる。
2. 開封後はなるべく早めに使用すること。
3. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
4. フィルムが接着するような極度な高温下での取扱いは避けること。
5. 静電気が発生するような極度な低温下での取扱いは避けること。
6. 濡れた手による取扱いは避けること。
7. 使用目的以外には使わないこと。
8. 廃棄する場合は、産業廃棄物となる。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【作動、動作原理】

レーザー熱エネルギーを利用し、剥離層とカーボン層をレーザー光により熔融結合させ、剥離することで画像を形成する。濃度は、カーボンで形成される数種のピクセルパターンの面積にて形成されます。

【彫像・保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
推奨温度・湿度での保管をお願い致します。それぞれの商品の個包装上に明記してあります。
2. 有効期間
有効期間(使用期限)は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【包装】

サイズ・枚数・包装形態については、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造業者又は輸入販売業者の名称および住所等】

輸入販売業者名 : コニカミノルタエムジー株式会社
住 所 : 〒163-0512
東京都新宿区西新宿 1-26-2
電話番号 : 03-3349-5175 (代)

製造業者名 : パラロイド社、米国