



KONICA MINOLTA

# MRI用造影剤 シリンジトップ部 形状変更のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社製品 MRI用造影剤の下記対象製剤につきまして、  
シリンジトップ部形状を変更致しますので、以下の通りご案内申し上げます。

今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

2016年10月 **コニカミノルタ株式会社**

## 【対象製剤】

**MRI用造影剤**

処方箋医薬品

**ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ 5mL「F」**

**ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ 10mL「F」**

**ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ 13mL「F」**

**ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ 15mL「F」**

**ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ 20mL「F」**

# 変更内容


## シリンジトップ部の形状変更

※対象製剤共通の変更になります。

三方活栓等との接合性を高めるために、シリンジトップ部の形状を変更いたします。

- ① ルアーチップを0.3mm長くしました。
- ② ルアーロック部の形状を調節しました。

### 変更箇所



① ルアーチップを0.3mm長くし、三方活栓等との接合性を高めました。

② ルアーロック部の形状を調節し、三方活栓等との接合性を高めました。

- ・外観上は、従来品と区別が付きません。
- ・操作方法、取り扱い方法等については変更ございません。



例：ガドペンテト酸メグルミン 15mLシリンジ

### 変更品の製造番号・出荷予定

製品名	包装単位	統一商品コード	製造番号	出荷時期
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「F」	1本	639002017	未定	2017年 3月
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「F」	5本	639002024	未定	2016年 12月
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ13mL「F」	5本	639002062	未定	2017年 2月
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「F」	5本	639002048	AG16A	2016年 12月
ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「F」	5本	639002055	未定	未定

※ 流通、在庫状況によりご案内の出荷時期と前後する場合がございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。