



KONICA MINOLTA

パルスオキシメータ

PULSOX[®]-Lite

みんなを笑顔に！
フレッシュカラーの
パルスオキシメータ

さわやかで明るい
レモンイエロー



調和とやすらぎの
キウイグリーン



メーカー希望価格
34,800円(税別)

認証番号:225AABZX00061000

Webサイトで「知りたい」をサポート!

パルスオキシメータ知恵袋

検索

Giving Shape to Ideas

やさしくおだやかな
ベリーピンク

PULSOX⁺Lite

軽快・カジュアル&高品質、僅か42g(電池含む)の本格派。
看護師さん、介護士さんのパーソナル使用にも最適です。

やさしくおだやかな
ベリーピンク さわやかで明るい
レモンイエロー 調和とやすらぎの
キウイグリーン



3種のフレッシュカラー

手にした人が明るい気持ちになれるよう、
色鮮やかな、厳選された3種のフレッシュカラー
をご用意しました。

1分間表示ホールド機能*

指を抜く前の最終測定値が、
約1分間ホールド表示される
便利な機能を搭載しました。

*特許出願中

クイックレスポンス

指を入れれば自動で測定スタート。
指を抜けば自動で測定が終了。
周囲の明るさを感知して、
自動でバックライトが点灯します。

JISに精度適合

オキシメータ精度判定の世界的権威、
UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)
の低酸素研究所で、製品の精度評価を実施しています。

群を抜く省エネ性能

単4アルカリ電池1本で
連続約55時間測定可能なエコ設計。
電池1本当たりの測定時間で
群を抜く省エネ性能です。

安心の日本製

コア部分はプロフェッショナル機
PULSOX-1と共通。ポリカーボネート製の
カバーでガードし内部を守ります。
耐用期間も長期の6年です。(1年保証)

【仕様】 表示素子:LCD(バックライト付き)、表示項目:酸素飽和度(SpO₂) / 脈拍数 / 脈波レベルメータ(8段階) / 電池警告 / ホールドインジケータ / 各種警告メッセージ、オートパワー オン・オフ:○、
その他:表示OFFボタン、測定範囲:SpO₂:0~100%SpO₂(70%未満は点滅表示) / 脈拍数:30~230bpm、精度:SpO₂:±2%SpO₂(SpO₂≥70% 1S.D.) / 脈拍数:±2bpm(30~100bpm) ±2%(101~230bpm)、
電源:単4形アルカリ電池1本、電池寿命:連続使用可能時間約55時間、大きさ:W34×D56×H43mm、質量:42g(電池含む、ストラップ含まず)、環境条件:使用温度湿度範囲0~40°C/30~85%RH(結露なきこと)、
保管温度湿度範囲-10~60°C/30~95%RH(結露なきこと)、大気圧(高度):700~1060hPa(高度:-400~3000m)、水の浸入の保護:IPX2、付属品:電池 / ハンドストラップ ※仕様はお断りなく変更する場合があります。

製造販売元:コニカミノルタ株式会社 販売元:コニカミノルタヘルスケア株式会社 105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 TEL(03)6324-1080(代) <http://www.konicaminolta.jp/healthcare>