

📶 タブレットで

簡単に!!

素早く!!

見やすく!!



看護記録支援システム

こんなことでお困りではないですか?



- ☑ 書きものの業務が多すぎる!
- ☑ 電子カルテが高価で導入できない!
- ☑ キーボード操作が苦手!

病院でお使いの
ラウンド用ワゴンに
固定も可能



どこまで処置をしたか患者へ確認
できないので、リアルタイム入力
によって処置やケアの進捗をいつでも
共有できます

患者の変化に対して、
状況を把握できすぐに
オーダーができます



看護記録支援システムが看護業務をサポートします

- ☑ 本格的な電子カルテ導入ではなくタブレットだからできる簡単入力
手もとのタブレットで確認できるので処置もれが防止できます



01 case いま使っている紙運用をそのままデジタル化

従来の「バイタル」のデータだけでなく「IN・OUT」、「観察・処置」、「ケア」や「特記」についてもそのままデジタル化。




02 case 引継ぎを短く、もっと看護の時間を

リアルタイムで入力することで必要なことは引継ぎ前に共有できます。またメモもマークを付けることで申し送りや注意するポイントを明瞭に。

03 case 施設ごとに、患者ごとにカスタマイズ

施設ごとにフォーカスポイントを標準化し、患者ごとに項目を作成することで抜け落ちることがない看護を実現します。



04 case 診療報酬算定もれの対策にも

「喀痰吸引」の回数や「酸素」の流量などしっかり記載することで、診療報酬の算定をサポートします。



面倒な 署名も一括入力

従来の経過記録では担当患者の数だけシートを
めくってしていた署名をデジタルで一括入力。

人事管理 社員一覧

検索条件 検索

ID	氏名	職位	部署
A001	上田 二郎		
A002	及川 五郎		
A003	木村 七郎		
A004	日本 太朗		
A005	青木 一郎		
A006	遠藤 四郎		
A007	川島 六郎		
A008	伊藤 二郎		
A009	佐藤 順子		

番号	番地ID	氏名	性別	生年	戸籍上本人の氏名	住所	郵便番号	住所
A101	123456789	山田 太郎	男	小昭和寛平 11/25/56.34	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A101	809634321	立川 花子	女	小昭 美智子 11/25/56.34	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A101	123456789	藤井 清二	男	小昭 美智子 11/25/56.34	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A101	809634321	平山 基	男	小昭 美智子 11/25/56.34	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A102	123456789	中野 孝子	女	昭幸 智恵 11/25/1200	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A102	809634321	森 隆郎	男	昭幸 智恵 11/25/1200	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A102	123456789	小林 育子	女	昭幸 智恵 11/25/1200	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A102	809634321	近藤 仁	男	昭幸 智恵 11/25/1200	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	山田 幸雄 11/24/58.05	
A103	123456789	小島 龍太郎	男	美田 正雄 11/25/66.23	三浦 昌 11/24/18.30	三浦 昌 11/24/18.30	三浦 昌 11/24/18.30	

06case 一括入力項目もカスタマイズしてより使いやすく

すべての患者へ一括して入力したい項目もカスタマイズをして業務効率を改善します。




 VS1と連携が看護業務をサポートします



07case モニタリングデータの連携

モニタリングをしている患者の
SpO₂データが経過記録表へ自動
でプロットしてくれるので入力業務
がなくなります。




08case モニターアラームの履歴確認

部屋番号	患者ID 氏名	内容	発生時刻
A101	PATIENT004 上田 三郎	脈拍数異常 186	2024/12/10 14:20:28
A101	PATIENT006 毛塚 洋子	SpO ₂ 異常 90	2024/12/10 13:59:11
A301	PATIENT011 John S...	脈拍数異常 22	2024/12/10 13:51:34
A301	PATIENT009 下村 幸子	SpO ₂ 異常	2024/12/10 13:41:03
A301	PATIENT011 John S...	脈拍数異常	2024/12/10 12:45:38
A101	PATIENT003 伊藤 二郎	脈拍数異常	2024/12/10 13:44:20

セントラルモニターで発生しているアラームの履歴がタブレットで確認することができ、夜勤のラウンド中でも確認できます。

09 case



7日間や1カ月の
トレンド表記がで
きるため簡単に
SpO₂の変化をと
らえ、医師の確認
や所見に活用が
できます。

コニカミノルタが実現したいのは

看護師を

助ける

看護記録支援
システム

患者を

見守る


SpO₂モニタリング
システム

慢性期医療にとって

「ちょうどいい」
パッケージ

構成図

通信はサブギガ通信ではなく
別途WIFI通信の構築が必要です。



＊看護記録の保存は紙出力での
保管を推奨しています。

